

Istruzioni operative

MISURE DI SICUREZZA IMPORTANTI

Il presente prodotto è progettato per uso domestico. Quando si usano prodotti elettrici, in particolar modo in presenza di bambini, è importante osservare precauzioni di sicurezza basilari, quali:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO

PERICOLO – Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

- Non utilizzare il prodotto mentre si fa il bagno.
- Non riporre né conservare il prodotto laddove potrebbe cadere o scivolare in una vasca o in un lavandino.
- Non posizionare né fare cadere in acqua o altri liquidi.
- Non afferrare il dispositivo se è caduto in acqua. Staccare immediatamente la spina.

AVVERTENZA – Per ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche, incendio o lesioni alle persone:

- Monitorare con attenzione l'utilizzo del dispositivo da parte di, su o vicino a bambini o invalidi.
- Usare il prodotto unicamente per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale.
- Non utilizzare mai il prodotto se il cavo o la spina sono danneggiati, se il dispositivo non funziona correttamente, se è stato fatto cadere o se è stato danneggiato oppure se è caduto in acqua. Restituire il dispositivo al punto vendita o al centro di assistenza per il controllo e la riparazione.
- Non collocare mai il prodotto su una superficie cedevole quale un letto. Mantenere le aperture di ventilazione libere da lanugine, capelli e materiali simili.
- Non usare all'aria aperta, né dove vengono usati prodotti in aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.
- L'adattatore CA accluso con l'unità è stato creato specificamente per questo prodotto. Non utilizzarlo con un altro apparecchio né utilizzare al suo posto nessun altro dispositivo elettrico.
- Gli apparecchi Dry & Store fanno uso di luce ultravioletta (UV) germicida per la disinfezione. La luce non si accende quando il coperchio è aperto. Non modificare o rimuovere alcun componente se ciò potrebbe consentire l'esposizione alla luce UV.*
- In caso di rottura della lampada*, staccare immediatamente la spina. Indossare guanti durante la rimozione dei frammenti di vetro. Smaltire in modo adeguato.

NOTA – Questo prodotto non è stato progettato per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare o alleviare le malattie.

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

L'intervallo delle temperature operative previsto per l'apparecchio è compreso tra 35° e 40° C (95° - 104° F). Questo apparecchio funziona in modo ottimale al chiuso a temperature ambiente comprese tra 18° e 30° C (65° - 86° F).

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

* Alcuni modelli non contengono una lampada germicida. Se questo è il caso dell'apparecchio acquistato, non considerare le istruzioni o i commenti che contengono le parole "germicida" "luce blu" "ultravioletto" "UV," o "lampada".

Introduzione

Questo prodotto è stato progettato per ogni tipo di apparecchio acustico, compresi protesi uditive, mascheratori di acufeni, otoproiettori e componenti di impianti cocleari. Usato quotidianamente, elimina l'accumulo dannoso di umidità, secca il cerume e disinfetta le superfici che vengono esposte alla lampada germicida. La maggioranza degli strumenti acustici avrà prestazioni migliori e la durata delle pile zinco-aria risulterà prolungata, soprattutto in presenza di forte umidità. Con la sua esclusiva tecnologia Dry-Max™, Dry & Store elimina l'accumulo di danneggiare l'umidità, asciuga cerume e disinfetta le superfici esposte ad esso lampada germicida (se del caso).

Prima del primo utilizzo (importante)

- 1. Attivazione dell'essiccante:** accluso al dispositivo c'è un Dry-Brik eliminabile dopo l'uso da sostituire ogni due mesi. Il Dry Brik assolve a tre importanti funzioni: (1) la rimozione in permanenza delle molecole di umidità prodotte dall'apparecchio durante il ciclo di asciugatura; (2) la riduzione dell'umidità relativa all'interno del contenitore a un livello molto più basso di quello possibile con un semplice riscaldatore ottimizzando la funzione di asciugatura; e (3) per catturare gli odori.

Per attivare il Dry-Brik, rimuovere la pellicola di copertura (**Figura 1**). Non rimuovere la pellicola fino a che non si è pronti ad usare il Dry-Brik, in quanto il Dry-Brik inizia ad assorbire umidità subito dopo la sua rimozione.



- 2. Registrare la data di attivazione:** per avvisare l'utente del momento più opportuno per sostituire l'apparecchio, ogni Dry-Brik è corredato di una scheda. Registrare sulla scheda la data di messa in servizio del Dry-Brik (**Figura 2**).



NOTA: per garantire prestazioni ottimali, sostituire il Dry-Brik ogni due mesi.



- 3. Inserire il Dry-Brik attivato nell'unità** come illustrato nella **Figura 3**.



- 4. Collegare l'adattatore CA:** la piccola spina circolare va inserita sul retro dell'unità (**Figura 4**). Non forzarla, dovrebbe entrare facilmente. Infine, inserire l'adattatore CA in una presa di corrente attiva.



Istruzioni per l'uso

1. Eliminare l'umidità in eccesso e il cerume dall'apparecchio acustico prima di posizionarlo nella camera di essiccazione. Aprire il coperchio e posizionare gli apparecchi acustici o i componenti dell'impianto nel vano grande sulla destra. Le batterie possono essere lasciate all'interno, tuttavia è necessario aprire il coperchio per consentire all'aria di circolare.
2. Chiudere il coperchio e premere delicatamente il tasto di accensione sul pannello anteriore dell'unità (Figura 5). Per l'intera durata del ciclo di essiccazione (circa 8 ore) si visualizzerà una luce verde dietro il pulsante di accensione. I risultati migliori si ottengono con un ciclo completo di 8 ore, tuttavia il condizionamento può verificarsi anche con tempi brevi di solo 30 minuti. All'apertura del coperchio si interrompono tutte le funzioni e si reimposta il timer.



- Se l'unità dispone di una lampada di disinfezione, in alto sull'unità, si visualizzerà una luce blu per 1 minuto e ½ dopo l'avvio a indicare che il ciclo di disinfezione è in esecuzione.
3. È della massima importanza sostituire il Dry-Brik a due mesi dalla data di attivazione per assicurare la massima cura degli apparecchi acustici. Smaltire il Dry-Brik esausto come normale rifiuto urbano.

Informazioni sul ciclo di disinfezione agli UV*

Gli auricolari e le protesi acustiche ospitano germi e batteri. Alcuni modelli dispongono di una lampada a luce ultravioletta in grado di uccidere tali organismi e molti utenti noteranno una riduzione della sensazione di prurito ed irritazione. L'effetto disinfettante è più forte in prossimità della lampada e si riduce proporzionalmente alla distanza. Tuttavia, l'apparecchio non è uno sterilizzatore e il produttore non rivendica alcun grado di uccisione dei batteri. Dry & Store non è stato progettato per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare o alleviare le malattie. La lampada UV può essere rimossa senza che ciò influisca sulle capacità di asciugatura dell'apparecchio, poiché non costituisce parte del ciclo di riscaldamento.

Da utilizzare per apparecchi per impianto

Gli apparecchi per impianto devono essere mantenuti asciutti per poter funzionare adeguatamente e l'uso regolare di questo apparecchio elimina l'accumulo di umidità ambientale e/o dovuta alla sudorazione. In alcuni casi, l'utilizzo regolare di Dry & Store consente di allungare significativamente la vita delle batterie zinco-aria, in particolar modo in condizioni climatiche calde e umide. I risultati variano da un caso all'altro. Seguono alcuni suggerimenti specifici:

- **Processori vocali retroauricolari (BTE):** lasciare le batterie zinco-aria all'interno del processore (ove pertinente), rimuovendo però il coperchio delle batterie. Posizionare il processore, il componente principale e il cavo nel vano di asciugatura a destra. Non collocare nulla sulla parte sinistra del vassoio, eccetto l'essiccante.
- **Processori vocali indossati sul corpo:** posizionare nel vano di asciugatura quanti componenti è possibile accomodare senza ammassarli per consentire la libera circolazione dell'aria. È possibile che per motivi di spazio il processore debba venire condizionato separatamente dagli altri componenti. In tal caso, il gruppo microfono va condizionato con maggior frequenza rispetto al processore, poiché è maggiormente soggetto ai danni causati dall'umidità.

Potrebbe essere necessario rimuovere il pacco batterie da alcuni processori se le dimensioni combinate superassero quelle del vano di asciugatura.

Cura generale del prodotto

Per risultati ottimali, non utilizzare l'apparecchio in ambienti particolarmente umidi come le sale da bagno. Tenere sempre chiuso il coperchio, poiché l'assorbimento dell'umidità dall'aria circostante riduce l'efficacia dell'essiccante. Pulire con un panno morbido. Non usare mai detergenti forti o abrasivi. Non spruzzare alcun liquido nel vassoio o sulla lampada UV.

Risoluzione dei problemi

- *Premendo il pulsante <on/off> non si accende nessuna luce:* il coperchio è ben chiuso ed è stato premuto il tasto <on> di accensione? In caso affermativo verificare che l'adattatore CA sia collegato fermamente all'unità Dry & Store e che la presa/rete non sia controllata da un interruttore a muro in posizione off. Altrimenti, collegare un altro adattatore CA (disponibile presso il punto vendita o il centro di assistenza oppure richiedibile a www.dryandstore.com). Sostituire unicamente con un adattatore fornito dal produttore. Se l'unità non si avvia ancora, è probabile che vi sia un guasto elettronico interno, in questo caso inviare l'unità al punto vendita o al centro di assistenza per un controllo.
- *L'unità è rumorosa:* i problemi di rumorosità sono generalmente legati alla ventola. Il suono risuona all'interno dell'unità, una certa rumorosità è quindi normale, anche con la ventola ad alta qualità montata su cuscinetti a sfere usata con il prodotto. Se la frequenza e l'intensità del rumore della ventola variano, scollegare l'unità dall'alimentazione e verificare che non vi siano ostruzioni. Se non ve ne sono, sottoporre l'unità a manutenzione.
- *L'unità non asciuga adeguatamente:* l'essiccante Dry-Brik è stato sostituito con regolarità? È importante sostituirlo ogni due mesi come indicato nelle istruzioni. Verificare il movimento della ventola. Se la ventola non produce rumore, restituire l'unità al punto di acquisto o al centro di assistenza per un controllo.

Per le unità munite di una lampada a UV:

- Durante il primo minuto e 1/2 del ciclo di funzionamento non è visibile nessuna luce blu, mentre è accesa la luce verde: controllare che la lampada UV sia saldamente posizionata nel portalampana. In caso contrario, rimuovere e riposizionare la lampada UV, poi riavviare l'unità facendo attenzione a chiudere bene il coperchio. Se la luce blu non si accende durante il primo minuto e 1/2, sostituire la lampada UV (disponibile presso il punto vendita, un centro di assistenza o sul sito www.dryandstore.com). Sostituire unicamente con la speciale lampada fornita dal produttore. Qualora non si dovessero accendere né la luce blu né la luce verde, fare riferimento al punto "Non si accende nessuna luce..." qui sopra.
- Un granello si muove nella lampada UV: le lampade di alcuni produttori hanno un granello metallico entro il tubo ed è perfettamente normale. È il risultato del loro processo di produzione rispettoso dell'ambiente che riduce al minimo gli inquinanti veicolati dall'aria.

Se nessuna delle precedenti azioni risolve il problema:

i clienti in Nord America sono pregati di chiamare il Servizio assistenza clienti al numero 1-888-327-1299 o di visitare il sito www.dryandstore.com.

Negli altri paesi, rivolgersi per una valutazione al punto vendita o ad un centro di assistenza.

* Alcuni modelli non contengono una lampada germicida. Se questo è il caso dell'apparecchio acquistato, non considerare le istruzioni o i commenti che contengono le parole "germicida" "luce blu" "ultravioletto" "UV," o "lampada".